

## Frova Intubationshilfe

Zur Erleichterung der endotrachealen Intubation bei Patienten, bei denen die Visualisierung der Glottis unzureichend ist.



### Produktdetails

- Die stumpfe, gewinkelte Spitze ermöglicht die korrekte Platzierung der Intubationshilfe zwischen den Stimmbändern hindurch in der Trachea.
- Der optionale Versteifungsmandrin<sup>1</sup> erhöht die Starrheit der proximalen und mittleren Abschnitte des Katheters, der distale Teil bleibt jedoch flexibel.
- Das Lumen und die Seitenlöcher eignen sich als Kanäle für die Sauerstoffzufuhr, wenn das Produkt mit Rapi-Fit<sup>®</sup> Adaptern und einer Sauerstoffquelle verwendet wird.
- Die Zentimetermarkierungen am Katheter erleichtern die genaue Ausrichtung am Endotrachealtubus.
- Die abnehmbaren Rapi-Fit Adapter ermöglichen die Zufuhr von Sauerstoff, wenn dies erforderlich ist.

### Komponenten

- Frova Intubationshilfe
- Versteifungsmandrin<sup>1</sup>
- Rapi-Fit Adapter (15-mm-Konnektor)
- Rapi-Fit Adapter (Luer-Lock-Konnektor)

Bestellnummer	Referenznummer	Einführschleuse Fr	Einführschleuse Länge cm	Zur Platzierung von ETT <sup>2</sup> mit Innen-Ø mm	Mit Adaptertyp	Menge
<b>Mit Versteifungsmandrin<sup>1</sup></b>						
G12591	C-CAE-8.0-35-FII	8	35	3 oder größer	15 mm und Luer-Lock	1
G23646	C-CAE-14.0-70-FII	14	70	6 oder größer	15 mm und Luer-Lock	1
<b>Ohne Versteifungsmandrin<sup>1</sup></b>						
G23645	C-CAE-14.0-70-FI	14	70	6 oder größer	15 mm und Luer-Lock	1
<b>Nur Intubationshilfe</b>						
G48303	C-CAE-14.0-70-FIC	14	70	6 oder größer	Nicht enthalten	10
G53517	C-CAE-14.0-70-FIC-SPOPS <sup>3</sup>	14	70	6 oder größer	Nicht enthalten	1

1. Auch als „Kanüle“ bezeichnet.

2. Endotrachealtubus nicht enthalten.

3. U-förmig verpackt für bequemen, einfachen Transport.

Bestimmte Produkte oder Artikelnummern sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem zuständigen Cook Medical Außendienstmitarbeiter oder beim Cook Medical Kundenservice.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter [cookmedical.eu](http://cookmedical.eu).